

Aspenhastraße 25
D - 72770 Reutlingen

Tel +49 - (0)7121 - 51484 - 0
Fax +49 - (0)7121 - 51484 - 10
E-mail contact@mediagnost.de
Web http://www.mediagnost.de

PRODUCT CERTIFICATE

Monoclonal ANTI-HAV ANTIBODY from mouse, isotype IgG2a, Clone 7E7 ALKALINE PHOSPHATASE CONJUGATE (K52)

LOT NUMBER: 200214

PREPARATION OF CONJUGATE:

AP conjugate was prepared from Alkaline Phosphatase (Roche) and affinity purified anti-HAV-antibody 7E7 MEDIAGNOST. Conjugate has been purified by ultra filtration.

ANTIBODY:

The monoclonal ANTI HAV-ANTIBODY 7E7 is produced in mouse-myeloma cells clone 7E7 with the isotype IgG2a. It specifically detects an immunodominant site of Hepatitis A Virus (HAV). Neutralization experiments showed 77 % competition versus a polyclonal human serum (Ping and Lemon, 1992). Efficacy of this lot was tested by ELISA. **Product contains sodium azide!** Sodium-Azide is very toxic, R-Phrases: 28, 32, 50/53 and S-Phrases 28, 45, 60, 61 must be considered.

FORMULATION :

Alkaline Phosphatase-labeled antibody is supplied in PBS pH 7.4, 10 mg/ml BSA and 0,1 % Sodium Azide for preservation.

PROTEIN CONCENTRATION: **5 mg/ml**

Protein concentration is determined with BCA-protein assay (PIERCE) prior to addition of BSA.

AP ACTIVITY CONTROL: **713 U/mg**

Activity was determined using the mediagnost AP Test, with DEA as buffer and PNPP as substrate.

STABILITY AND STORAGE:

The conjugate is stable at 4°C for at least 14 days after certification. For long term storage without loss of activity conjugate should be aliquoted and stored at -20°C. Avoid repeated freeze-thawing cycles.

REFERENCE :

Li-Hua Ping and Stanley M. Lemon (1992): Antigenic Structure of Human Hepatitis A Virus Defined by Analysis of Escape Mutants Selected against Murine Monoclonal Antibodies. Journal of Virology Vol 66 No 4, 2208-2216.

Product is for in-vitro and research use only!



Geschäftsführung:
Dr. Angelika Haage, Dr. Lutz Pridzun
Sitz der Gesellschaft: Kusterdingen
Amtsgericht Stuttgart HRB 380863
UST.-ID. Nr.: DE146 893 439
Steuer-Nr.: 86115/70125

Baden-Württembergische Bank
Konto 7 477 501 403
BLZ 600 501 01
Swift/BIC SOLA DE ST
IBAN DE66 600501017477501403

Kreissparkasse Tübingen
Konto 217 288
BLZ 641 500 20
Swift/BIC SOLA DE S1 TUB
IBAN DE56 641500200000217288

Deutsche Bank 24
Konto 1 726 900
BLZ 640 700 24
Swift/BIC DEUTDE33
IBAN DE73640700240172690000