

Aspenhastrasse 25  
D - 72770 Reutlingen

Tel +49 - (0)7121 - 51484 - 0  
Fax +49 - (0)7121 - 51484 - 10  
E-mail contact@mediagnost.de  
Web http://www.mediagnost.de

## Certificate of Analysis

**REF.:** anti-PEth mIgG  
**HYBRIDOMA CELL LINE:** Clone 1-1-1,  
anti-Phosphatidylethanol  
**LOT:** 231015  
**PROTEIN :** 1 mg

**PROTEIN CONCENTRATION: 0.875 mg/mL**

Protein has been determined by BCA-protein assay (PIERCE, Calibrator BSA).

**FORMULATION:**

The product is supplied in phosphate-buffered saline (PBS) with 0.02% Na-Azide as preservative. The antibodies were derived from cell culture which showed no signs of contamination.

**PURIFICATION:**

The product has been purified by affinity chromatography on Protein A.

**ISOTYPING: Mouse IgG2b**

Isotyping was performed by ELISA with antibody sets from Pierce, Germany.

**PURITY:** Not yet determined, expected >90%

Purity was checked by Oriole stained SDS PAGE, analyzed with Chemi Doc Imager.

**REACTIVITY:**

Specific reactivity was checked in an ELISA with PEth-BSA Conjugate coated plates. Specific signal was increased 4 times at least in relation to blocking control.

**EXPIRY:**

Store at  $\leq -20^{\circ}\text{C}$ , avoid repeated freeze/thaw cycles.

**For in-vitro use only. Not for use in diagnostic procedures. Not for use in or on humans or animals. We are not responsible for violations or patent infringements which may occur with the use of our products**

Reutlingen, 2015-10-30

Dr. Markus Langkamp  
Head of Quality Management



Geschäftsführung:  
Dr. Angelika Haage, Dr. Lutz Pridzun  
Sitz der Gesellschaft: Kusterdingen  
Amtsgericht Stuttgart HRB 380863  
UST.-ID. Nr.: DE146 893 439  
Steuer-Nr.: 86115/70125

Baden-Württembergische Bank  
Konto 7 477 501 403  
BLZ 600 501 01  
Swift/BIC SOLA DE ST  
IBAN DE66 600501017477501403

Kreissparkasse Tübingen  
Konto 217 288  
BLZ 641 500 20  
Swift/BIC SOLA DE S1 TUB  
IBAN DE56 641500200000217288

Deutsche Bank 24  
Konto 1 726 900  
BLZ 640 700 24  
Swift/BIC DEUTDE33  
IBAN DE73640700240172690000